



FICHA TÉCNICA

Biocida y surfactante no corrosivo

BIOXIDE

NOMBRE DEL PRODUCTO	INSTANT BIOXIDE®	
	Biocida y surfactante no corrosivo de amplio espectro	
DESCRIPCIÓN BREVE	INSTANT BIOXIDE® es un fuerte biocida y surfactante no corrosivo en forma de polvo cristalino inodoro. Para su uso, se agrega al agua tibia y se disuelve fácilmente. Gracias a su amplio espectro de actividad como bactericida, viricida y fungicida contando además con buen desempeño como surfactante y desengrasante, nuestro INSTANT BIOXIDE® tiene una amplia gama de usos y aplicaciones.	
APLICACIONES	<ul style="list-style-type: none">» Limpieza de superficies en general» Sanitización en la industria ganadera y hospitales veterinarios» Desinfección en la industria alimenticia» Control microbiológico en sistemas de enfriamiento y calentamiento	
DESCRIPCIÓN	<p>INSTANT BIOXIDE® es un desinfectante con un amplio espectro de actividad como viricida, bactericida y fungicida (ver guía de uso para más información).</p> <p>INSTANT BIOXIDE® es único en su composición, ya que aprovecha la sinergia entre un peróxido ácido estabilizado y un surfactante potente. El surfactante permite romper las biopelículas para que el biocida puede trabajar con la mejor eficiencia. INSTANT BIOXIDE® en solución de 1% es un producto de baja toxicidad que no irrita ni causa corrosión.</p> <p>Gracias a su alta detergencia como surfactante y modo de acción, INSTANT BIOXIDE® puede utilizarse en una gama amplia de situaciones para una limpieza eficaz, así como una desinfección viricida, bactericida y fungicida con una sola aplicación.</p> <p>INSTANT BIOXIDE® se puede aplicar manualmente o por medio de cualquier tipo de equipo de dosificación, de limpieza o atomizadores. Es un producto listo para diluir en agua tibia.</p>	
PROPIEDADES	Estado físico	Sólido, granulado
	Color	Blanco
	Olor	Casi inodoro, específico del producto
	Punto de ignición	No combustible
	Densidad aparente:	Aprox. 1,000 Kg/m ³
	pH	3



FICHA TÉCNICA

Biocida y surfactante no corrosivo

BIOXIDE

DILUCIÓN	INSTANT BIOXIDE® se debe disolver en agua tibia, preferiblemente desmineralizada u osmótica.			
	Concentración deseada de la solución		INSTANT BIOXIDE por litro	
	1%		10 g	
	2%		20 g	
	2.5%		25 g	
	5%		50 g	
INDICACIONES DE USO	Se recomienda utilizar la solución dentro de 30 días después de su preparación para disfrutar el desempeño máximo del producto. Soluciones de BIOXIDE® al 1% pierden aproximadamente 20% de su fuerza dentro de 14 días.			
	Desinfección y limpieza de superficies			
	<p>» Para desinfectar superficies generalmente se aplica una solución al 1.0% por un tiempo de contacto mínimo de 10 min. Sin embargo, algunos microorganismos requieren una concentración y tiempo de contacto diferente. Favor de consultar la guía de uso</p> <p>Desinfección</p> <p>» Para el control de microbiológico en sistemas de enfriamiento y calentamiento generalmente se aplica una solución de BIOXIDE al 1.0% con una dosis de 200 a 500 ml por m3 de agua en el sistema por medio de un choque semanal o bisemanal.</p> <p>Desinfección</p> <p>» Para un uso como higienizante en detergentes se utiliza con una concentración de 0.5% (1:200)</p>			
PRESENTACIÓN	Empaque	Cantidad	Dimensiones	Peso Bruto
	Bolsa	5 Kg	-	5.1 Kg
	Caja	20 Kg	45x33x33 cm	21.5 Kg
	Tarima	640 Kg	115x115x145 cm	765 Kg

BENEFICIOS

1 bolsa de **INSTANT BIOXIDE®** es equivalente a 100 Kg de un producto convencional en bidones.

INSTANT BIOXIDE® permite generar ahorros significantes en fletes, almacenamiento y en el manejo del producto.

